

GipEx Tabs



Hochreaktives Bindemittel für Dentalgipse & phosphatgebundene Einbettmassen im Gipsabscheider. Verhindert die Verstopfung der Abflüsse, reduziert unangenehme Gerüche und erleichtert die Reinigung des Abscheiders.

Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können Ablagerungen im Abflussrohr nicht vermieden werden. Zwischen 15 und 40 % der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in herkömmlichen Gipsauffangbecken nicht ab und führen über kurz oder lang zu Rohrverschlüssen.



Eine Tablette pro Woche genügt und nur noch klares Wasser fließt ab.

GipEx Tabs ist umweltfreundlich: Wussten Sie, dass Sie maximal 400 mg Gips pro Liter Wasser in die Kanalisation einleiten dürfen, weil Gips Beton angreift? Mit GipEx Tabs sind es nur noch wenige Milligramm. GipEx Tabs sind nicht kennzeichnungspflichtig, in der Handhabung neutral und unschädlich. Die Wirkstoffe von GipEx Tabs erfüllen selbstverständlich die gültigen Abwasserbehandlungsvorschriften.

Abscheiderreinigung kinderleicht: Mit GipEx Tabs beugen Sie der Plattenbildung vor. Und wo nichts verhärtet, gibt's auch nichts zu spachteln.

Hygienisch und geruchsfrei: Wer eine Nase für Probleme hat, wird seine Freude haben, weil sauberes Wasser nicht riecht und Schwebstoffe gebunden sind. Doch Disziplin muss sein: Getränkereste und Seifenlauge gehören nicht in Ihren Abscheider!

Anwendung: GipEx Tabs einfach nach der Entleerung mit dem mitgelieferten Dosierkorb im Gipsabscheider einhängen (bei Mehrkammerabscheidern vorzugsweise am Überlauf zur zweiten Kammer) so, dass die Pille vollständig unter der Wasseroberfläche liegt und dem gipsbelasteten Wasserzufluss nicht direkt ausgesetzt ist. Schon bald setzt GipEx Tabs seine Wirkstoffe frei. Auch feinste Gipsschwebstoffe werden ausgeflockt und sinken zu Boden. Nur noch klares Wasser fließt ab.

Liefergebilde (inklusive Dosierkorb): 2 x Stück REF 207410; 10 x Stück REF 207411; 25 x Stück REF 207412

GipEx Tabs



GipEx Tabs High reactive binder for dental gypsum and phosphate bound investments in the gypsum separator. Prevents waste pipe blockage, reduces unpleasant smells and facilitates separator cleaning.

Residues and blockages in waste pipes are hard to stop, even with regular cleaning of the gypsum separator. By trimming 15 to 40 percent of gypsum waste is caused and will not be held back by usual collecting tanks; Sooner or later the result is pipe blockage.

One pill per week is enough and only clear water will run out the pipes.

GipEx Tabs are environmentally friendly: No matter how strict your local regulations for the amount of gypsum per liter are allowed to escape into the outlet; GipEx Tabs only lets a few milligrams per liter through and is guaranteed to be way below your legal limit. GipEx Tabs are non-toxic and fulfill all European Standards. GipEx Tabs are safe to use, neutral, non-harmful substances and they have been developed according to the current anti-pollution specifications.

GipEx Tabs simplify cleaning: See for yourself, it couldn't be easier to empty the separator. GipEx Tabs prevent flag-formation and hardening. No hardening? No need to scrape out the chamber!

Hygienic and odourless: Clean water doesn't smell and particulate matter are bounded. Other liquids and detergents do not belong in the gypsum separator.

Instructions for use: After having cleansed your separator, simply put one GipEx Tab in the provided cage, and hang both in the gypsum separator; so that the tablet is totally immersed, but not in the direct waste water flow. The ideal position is in the second overflow chamber. After one hour GipEx Tabs starts to work as a flocculent. The activated agents separate even the finest suspended gypsum particles, which sink to the bottom of the separator and that avoids unpleasant smells. Only clean water escapes.

Packing (supplied with one cage): 2 x pieces REF 207410; 10 x pieces REF 207411; 25 x pieces REF 207412

GipEx Tabs



Aglutinante altamente reactivo para escayola dental y revestimientos a base de fosfato en la decantadora. Evita la obstrucción de desagües, reduce olores y facilita la limpieza de la decantadora.

Incluso la limpieza regular de la decantadora no puede evitar depósitos en el desagüe en su totalidad. Entre el 15 y el 40% de los restos de escayola resultantes de recortes y debastamientos no se depositan en decantadoras convencionales y acaban, con el tiempo, por resultar en obstrucciones de desagües y bajantes.



Una pastilla por semana es suficiente para evacuar solo agua clara.

GipEx y el medio ambiente: ¿Sabía usted que solo se deben evacuar hasta un máximo de 400mg. de residuos de escayola por litro de agua, porque el yeso ataca agresivamente al hormigón? Con GipEx sólo quedan unos pocos miligramos. No se requiere la declaración expresa de GipEx en el laboratorio y su manejo es neutro e inofensivo. Todos los ingredientes de GipEx cumplen con las normas de aguas residuales.

Decantación hecho fácil: Con GipEx usted previene la formación de placa. La prevención es preferible a la mejor reparación.

Higiénico e inodoro: Quien tenga buen olfato, estará encantado, ya que el agua limpia ni huele ni deja residuos. Sin embargo, debemos mantener la disciplina de no evacuar ni restos de bebidas ni jabón a través de la decantadora.

Aplicación: Depositar GipEx, previo vaciado con la cestita dosificadora suministrada, dentro de la decantadora (en el caso de decantadoras de compartimentos múltiples, idealmente en la entrada del segundo compartimento), de manera que la pastilla se encuentre completamente cubierta por el agua y no esté expuesta directamente a la entrada de agua contaminada. Muy pronto GipEx libera sus agentes activos. Incluso las partículas mas finas de escayola coagulan y se depositan en el fondo. Solo se evacúa agua limpia.

Presentación (incluyendo una cestita dosificadora):

2 piezas REF 207410; 10 piezas REF 207411; 25 piezas REF 207412

GipEx Tabs



Flocculante in pastiglie estremamente reattivo per gessi dentali e rivestimenti a legante fosfatico per vasca di decantazione. Impedisce l'ostruzione dei tubi di scarico, riduce gli odori sgradevoli e facilita la pulizia del decantatore.

Anche con una pulizia regolare della vasca di decantazione non si possono evitare depositi nel tubo di scarico. Tra il 15 e il 40% dei residui di gesso derivanti dalla squadratura non si depositano nelle vasche di decantazione e, prima o poi, vanno ad ostruire i tubi di scarico.

E' sufficiente una pastiglia alla settimana per far scorrere solo acqua pulita.

GipEx Tabs è ecologico: Sapevate che si possono immettere nella rete fognaria al massimo 400 mg di gesso per ogni litro d'acqua perchè il gesso attacca il cemento? Con GipEx Tabs la quantità di gesso si riduce a pochi milligrammi. GipEx Tabs non richiede etichettatura, è di facile handling e non è nocivo. Le sostanze attive di GipEx Tabs rispondono alle normative vigenti sulla gestione delle acque di scarico.

Pulizia estremamente semplificata: Con GipEx Tabs si previene la formazione di incrostazioni. Se non si formano depositi, non è neanche necessario scrostare la vasca di decantazione.

Igienico ed inodore: L'acqua pulita non ha un cattivo odore e le sostanze in sospensione sono aggregate. Non scaricare residui di bevande e lisciva di sapone nel decantatore!

Utilizzo: Dopo aver svuotato la vasca di decantazione appendere GipEx Tabs nell'apposito cestello di dosaggio in dotazione (in caso di vasche di decantazione a più camere è preferibile posizionarlo sullo sfioratore vicino alla seconda camera), in modo che la pastiglia sia completamente sott'acqua e non sia esposta direttamente al flusso d'acqua carica di gesso. GipEx Tabs rilascia subito le sostanze attive. Anche le più fini sostanze in sospensione in gesso vengono flocculate e si depositano sul fondo. Scorre quindi soltanto acqua pulita.

Confezione (è sempre compreso un cestello di dosaggio):

2 x pezzi REF 207410; 10 x pezzi REF 207411; 25 x pezzi REF 207412