

FRÜHJAHR 2026

Attraktive Aktionsangebote

Gültig bis 30.04.2026

Dentalgipse: Bestseller

Artikulationsgips natur & synthetisch,
sowie Marmorock Saphir

3 + 1

AKTION

			Listenpreis
Artikulationsgips natur	20 kg Karton	REF 200109	53,00 €
Artikulationsgips natur	25 kg Papiersack	REF 200104	62,70 €
Artikulationsgips synth.	20 kg Karton	REF 200899	66,40 €
Artikulationsgips synth.	25 kg Papiersack	REF 200894	78,50 €
Marmorock® Saphir maisgelb	20 kg (4x5 kg)	REF 206622	132,20 €
Marmorock® Saphir lichtgrau	20 kg (4x5 kg)	REF 206632	132,20 €



NEU: SPRINTRAY 3D - DRUCKSYSTEM

SprintRay Pro 2

3D Drucker der nächsten Generation:
Durchsatz trifft Präzision

Der Pro 2 ist der dentale 3D-Drucker der nächsten Generation von SprintRay und setzt neue Maßstäbe in Präzision und Produktivität.

Dank der zum Patent angemeldeten 35-µm-Optical-Panel-Technologie in Kombination mit der 385-nm-UV-A-Lichtmaschine erreicht er eine beispiellose Druckgenauigkeit.

Gleichzeitig überzeugt der Pro 2 mit hohem Durchsatz: In nur einem Druckvorgang lassen sich mehr als sechs vollständige Zahnkränze fertigen oder mit dem Arch Kit bis zu doppelt so schnell produzieren.

Mit der Unterstützung von über 15 dentalen Workflows – von transparenten Alignern bis hin zu hochpräzisen Hybridprothesen – bietet der Pro 2 maximale Kontrolle und Flexibilität im modernen Produktionsworkflow.

REF 311001

10.490,00 €



Moderne Technologie und optimal abgestimmte Resin-Profile sorgen für konstant präzise Ergebnisse in jeder Anwendung.



Die neue Optical Panel™-Technologie des SprintRay Pro 2 ermöglicht pixelgenaue Präzision mit einer Auflösung von 35 µm. Durch die direkte Platzierung am Resintank entstehen verzerrungsfreie, hochdetaillierte Druckergebnisse bei gleichzeitig großer Baufläche.

Das robuste, intelligente Panel ist langlebig, überwacht sich selbst und lässt sich dank Plug-and-Play schnell und einfach austauschen.

NEU: SPRINTRAY 3D - DRUCKSYSTEM

SprintRay ProWash S

Automatisches Wasch- und Trocknungssystem für den 3D Druck


Der SprintRay ProWash S ist ein automatisches Wasch- und Trocknungssystem der neuesten Generation für den dentalen 3D-Druck. Zweistufige Wasch- und Trocknungszyklen reinigen Druckteile besonders schnell – Modelle in nur neun Minuten. Patentierte Mechanical-Jetting-Technologie mit Power-Dry-Funktion, Cloud-Vernetzung für einen durchgängigen Workflow sowie intelligente Sensoren sorgen für saubere Ergebnisse und zuverlässige Performance.

REF 311002

2.990,00 €



Menü für eigene Strategieparameter



Mehrstufiger, gründlicher Waschvorgang

SprintRay NanoCure

Polymerisationsgerät für ein neues Level an mechanischer und ästhetischer Hochklassigkeit

Der SprintRay NanoCure ist ein kompaktes Post-Curing-System für gedruckte Indikationen der nächsten Generation. Drucke werden in wenigen Minuten – ganz ohne Stickstoff – vollständig nachgehärtet. Die Kombination aus 365- und 385-nm-Wellenlänge sowie smartem Heizmodul maximiert mechanische und ästhetische Eigenschaften und erschließt neue Materialien für die digitale Zahnheilkunde. Die fein abgestimmte Technologie sorgt für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.

REF 311003

3.490,00 €



Innovative Polymerisationstechnologie



Touch UI auf der Oberseite des NanoCure



SprintRay

Pro 2

SILADENT - BUNDLE -

3D-Druck Bundle

Der innovative Workflow von Sprintray
im attraktiven Bundle.



DRUCKEN

SprintRay Pro 2



REINIGEN

SprintRay ProWash S



POLYMERISATION

SprintRay NanoCure



BAUPLATTFORM

SprintRay Arch Kit

Mit unserem SprintRay Bundle erhalten Sie ein perfekt abgestimmtes 3D-Drucksystem für die dentale Fertigung – **und sparen dabei 1.480 €.**

Das Paket besteht aus dem SprintRay Pro 2, ProWash S, NanoCure sowie dem Arch Kit, einer speziellen Bauplattform, für bis zu 2x schnellere Drucke von Zahnbögen und gängigen dentalen Anwendungen.

So profitieren Sie von maximaler Präzision, einem durchgängigen Workflow und deutlich verkürzten Produktionszeiten – alles in einem leistungsstarken Komplettsystem.

1.480 €

SPAREN

BUNDLE PREIS

16.970,00 €

MultiSplint

Das innovative Tiefziehgerät für höchste Effizienz bei der Fertigung von Schienen.

Professioneller Druckformer der neue Maßstäbe bei Genauigkeit und Geschwindigkeit setzt.

Der leistungsstarke MultiSplint vereint langjährige Erfahrungswerte, innovative Entwicklungsarbeit und leistungsstarke Technik.

Das Ergebnis ist eine Revolution in der bewährten Tiefzieh-technik. Einfach – schnell – effizient!

Profitieren Sie von maximaler Prozessoptimierung und genießen Sie dabei absolute Flexibilität.



HOCHEFFIZIENT

Bis zu 20 Modelle in einem Tiefziehdurchgang.



FLEXIBEL

Mit dem Adapter sind auch 120 & 125 mm Folien nutzbar.



UNABHÄNGIG

Kein externer Druckluftanschluss notwendig.



NUTZERFREUNDLICH

Touchgesteuerte Software für einfache Handhabung.



15%

RABATT


+ Kostenlose Schulung

+ Folienpaket

8.465,00 €



Unsere Tiefziehfolien



Ambarino High Class: Fräsronden & Blöcke

Hybrid-Hochleistungswerkstoff -
Funktionalität und Ästhetik die begeistert.



Röntgensichtbarer, ultraharter
Verbundwerkstoff.
Verfügbar in vielen Farbvarianten und
Dimensionen.



[Alle Varianten ansehen](#)



DDcubeY® HL : Zirkon Fräsronden


Hybrid-Hochleistungswerkstoff, verfügbar in allen 16 VITA Farben.
Funktionalität und Ästhetik die begeistert.



	Listenpreis
H 16 mm	225,- €
H 20 mm	295,- €
H 25 mm	345,- €



[Alle Varianten ansehen](#)



* beim Kauf von mind. 5 Ronden

Splint Memory MSI: Polymerblanks

Biomimetische Fräsronde mit MSI® Technologie, die Biofilmbildung
im Mund auf natürliche Weise reduziert.

Die Splint Memory® MSI Ronde vereint bewährte Materialeigenschaften mit
einer naturinspirierten Technologie, die die Anhaftung von Biofilmen gezielt
hemmt und so für mehr Hygiene, hohen Tragekomfort und langlebigere
Aufbisschienen sorgt.

			Listenpreis
H 16 mm	oceanblue	REF 250138	89,- €
H 20 mm	oceanblue	REF 250139	94,- €



Fräser: Original vhf

Original vhf Fräser, kompatibel mit den Frässystemen von SILADENT / vhf.



Beim Kauf von 10 Fräsern liefern wir die 3 günstigsten gratis.



[Alle Varianten ansehen](#)



7 + 3

AKTION

Printodent Druckkunststoffe

Zwei printodent® Spezial-Resine erweitern ab sofort das Sortiment für den 3D-Druck orthodontischer Aufbisschienen.

GR-19.1 OA überzeugt durch Biokompatibilität, Transparenz und hohe Dehnung, während GR-19.1 OA MSI dank MSI® Technologie zusätzlich Biofilm- und Plaqueanlagerungen reduziert.

Listenpreis			
GR-19.1 OA	1000 g	REF 102801	299,- €
GR-19.1 OA MSI®	1000 g	REF 102802	330,- €

**15%
RABATT**



CoCr BioStar: SLM Metallpulver

Hochwertiges Metallpulver, speziell für das Lasermeltingverfahren entwickelt und optimal für das 2Create System.

CoCr-Pulver (Typ 5) für das dentale Lasermeltingverfahren. Klinisch bewährte Zusammensetzung mit exzellenten Materialeigenschaften, kompatibel mit gängigen SLM Systemen.

Listenpreis			
CoCr Biostar-Pulver	5000 g	REF 112820	1.195 €



**15%
RABATT**

SCANNEN & NACHBEARBEITEN

Scantist 3D vanishing

200 ml / Flasche

7 + 5

AKTION



Selbstverdunstendes Scan-Spray für präzise Abformungen. Kein Nachreinigen, keine Rückstände.

35,- € Listenpreis

REF 250024

Beim Kauf von 7 Dosen erhalten Sie 5 Weitere Dosen gratis.

SilaPress Finisher

75 ml / Flasche

7 + 3

AKTION



Spray zur Entfernung von Monomerresten auf Prothesen. Sorgt für hochglänzende Oberflächen, wirkt bakterizid und verleiht einen frischen Geschmack.

11,90 € Listenpreis

REF 253505

Beim Kauf von 7 Dosen erhalten Sie 3 Weitere Dosen gratis.

MarmoScan Basic

400 ml / Flasche

7 + 3

AKTION



24,- € Listenpreis

REF 250022

Beim Kauf von 7 Dosen erhalten Sie 3 Weitere Dosen gratis.

MarmoScan Plus

200 ml / Flasche

7 + 5

AKTION



35,- € Listenpreis

REF 250023

Beim Kauf von 7 Dosen erhalten Sie 5 Weitere Dosen gratis.

Scantist Okklusionsspray

75 ml / Flasche

5 + 5

AKTION



15,90 € Listenpreis

REF 250036

Beim Kauf von 5 Dosen erhalten Sie 5 Weitere Dosen gratis.

al dente Okklusionsspray

75 ml / Flasche

5 + 5

AKTION



14,80 € Listenpreis

Grün REF 03-1230
Blau REF 03-1235
Weiß REF 03-1240
Rot REF 03-1245

Beim Kauf von 5 Dosen erhalten Sie 5 Weitere Dosen gratis.
Mischen der Farben möglich.

➔ Verschiedene Farben

SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH

Im Klei 26 DE-38644 Goslar

Tel.: 05321 · 37 79-0

info@siladent.de

www.siladent.de

Die Listenpreise gelten zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Alle Angebote sind gültig bis zum 30.04.2026, solange der Vorrat reicht, Irrtümer vorbehalten.

SILADENT | Januar 2026