

Silaform® Gingiva Soft**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**

1.1 Produktidentifikator	
Handelsname:	Silaform® Gingiva Soft
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Verwendung des Stoffes / des Gemisches:	Zahntechnisches Produkt
1.3 Angaben zum Hersteller/Lieferanten:	
Hersteller / Lieferant:	SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
Straße / Postfach:	Im Klei 26
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort:	D - 38644 Goslar
Telefon:	0 53 21 / 37 79 – 0
Fax:	0 53 21 / 38 96 32
Email / Internet:	info@siladent.de / www.siladent.de
Auskunftgebender Bereich:	SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
1.4 Notrufnummer	
SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH:	+49 (0) 53 21 / 37 79 - 0 (Mo-Fr 8:00-16:00)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:	
Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008:	entfällt
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung.
2.2 Kennzeichnungselemente:	
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008:	Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
2.3 Sonstige Gefahren	keine bekannt
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung	
PBT:	nicht anwendbar
vPvB:	nicht anwendbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Chemische Charakterisierung:	
Beschreibung:	Zubereitung aus Polydimethylpolymethyl-hydrogensiloxan, Vinylmethylpolymethylsiloxan, Paraffin und Siliciumdioxid.
Gefährliche Inhaltsstoffe:	Entfällt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Allgemeine Hinweise:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Nach Hautkontakt:	Mit viel Wasser und Seife waschen.
Nach Augenkontakt:	Mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 **Geeignete Löschmittel:** CO₂, Wasser; keine Einschränkungen bei Umgebungsbrand.
- 5.2 **Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Nicht erforderlich.
- 6.2 **Umweltschutzmaßnahmen:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 6.3 **Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:** Mechanisch aufnehmen.
- 6.4 **Zusätzliche Hinweise:** -

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 **Handhabung:**
 - Hinweise zum sicheren Umgang:** Keine bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.
 - Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 7.2 **Lagerung:**
 - Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Keine besonderen Anforderungen.
 - Zusammenlagerungshinweise:** Nicht erforderlich.
 - Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Keine.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- 8.1 **Zusätzlicher Hinweis zur Gestaltung technischer Anlagen:** -
 - Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:** Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.
 - Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
- 8.2 **Persönliche Schutzausrüstung:** -
 - Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Normale hygienische Maßnahmen.
 - Atemschutz:** Nicht erforderlich.
 - Handschutz:** Nicht erforderlich.
 - Augenschutz:** Nicht unbedingt erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 **Äußeres Erscheinungsbild:**
 - Form:** Paste
 - Farbe:** verschiedene

Silaform® Gingiva Soft

Geruch:	geruchlos		
	Wert/ Bereich	Einheit	Methode
Zustandsänderung:			
Schmelzpunkt / Schmelzbereich:	n.a.	°C	
Siedepunkt / Siedebereich:	n.a.	°C	
Flammpunkt:	n.a.	°C	
Selbstentzündlichkeit:	n.a.		
Explosionsgefahr:	Keine		
Dichte:	1,2 (20°C)	g/cm3	
Dampfdruck:	n.a.	mbar	
Viskosität:	Paste		
pH-Wert:	neutral		
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit:	teilweise löslich in Toluol oder Petrolether		
Wasser:	unlöslich		
Lösemittelgehalt:	keiner		
Organische Lösungsmittel:	-----		
Wasser:	-----		
Festkörpergehalt:	keiner		

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
10.2 Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Akute Toxizität:	
Primäre Reizwirkung:	
An der Haut:	Keine Reizwirkung.
Am Auge:	Keine Reizwirkung.
11.2 Zusätzliche toxikologische Hinweise:	Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Produkt bei sachgemäßem Umgang und unter Beachtung der üblichen Arbeitshygiene ohne gesundheitliche Gefahren zu handhaben ist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Allgemeine Hinweise:	Verursacht nach bisherigen Erfahrungen keine Schäden.
12.2 Wassergefährdungsklasse: (Selbsteinstufung)	WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt:	
Empfehlung:	Kleine Mengen können in ausgehärtetem Zustand zum Hausmüll gegeben werden. Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.
Ungereinigte Verpackungen:	
Empfehlung:	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 Landtransport ADR, RID:	kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
------------------------------	---

Silaform® Gingiva Soft

14.2 Seeschifftransport IMDG-Code: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

14.3 Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/ GefStoffV oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen gegenüber der letzten Fassung: Anpassung gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.