

Silaform® Gingiva Soft

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1 Produktidentifikator
 Handelsname: Silaform® Gingiva Soft
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:
 Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Zahntechnisches Produkt
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- 1.3 Angaben zum Hersteller/Lieferanten:
 Angaben zum Hersteller / Lieferanten
 Hersteller / Lieferant: SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
 Straße / Postfach: Im Klei 26
 Nat.-Kennz. / PLZ / Ort: D - 38644 Goslar
 Telefon: 0 53 21 / 37 79 – 0
 Fax: 0 53 21 / 38 96 32
 Email / Internet: info@siladent.de / www.siladent.de
 Auskunftgebender Bereich: SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
- 1.4 Notrufnummer
 SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH: +49 (0) 53 21 / 37 79 - 0 (Mo-Fr 8:00-16:00)

2. Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008: entfällt
 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung.
- 2.2 Kennzeichnungselemente:
 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008: Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- 2.3 Sonstige Gefahren
 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
 PBT: keine bekannt
 vPvB: nicht anwendbar
 nicht anwendbar

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:

- 3.1 Chemische Charakterisierung:
 Beschreibung: Zubereitung aus Polydimethylpolymethyl-hydrogensiloxan, Vinylmethylpolymethylsiloxan, Paraffin und Siliciumdioxid.
 Gefährliche Inhaltsstoffe: Entfällt.

4. Erste - Hilfe - Maßnahmen

- 4.1 Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
 Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife waschen.
 Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
 Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Geeignete Löschmittel: CO₂, Wasser; keine Einschränkungen bei Umgebungsbrand.
- 5.2 Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 6.3 Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: Mechanisch aufnehmen.
- 6.4 Zusätzliche Hinweise: -

Silaform® Gingiva Soft

7. Lagerung und Handhabung

- 7.1 Handhabung:
 Hinweise zum sicheren Umgang: Keine bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.
- 7.2 Lagerung:
 Hinweise zum Brand und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
 Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
 Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- 8.1 Zusätzlicher Hinweis zur Gestaltung technischer Anlagen: -
 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.
 Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
- 8.2 Persönliche Schutzausrüstung: -
 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Normale hygienische Maßnahmen.
 Atemschutz: Nicht erforderlich.
 Handschutz: Nicht erforderlich.
 Augenschutz: Nicht unbedingt erforderlich.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Äußeres Erscheinungsbild:
 Form: Paste
 Farbe: verschiedene
 Geruch: geruchlos
- | | Wert/ Bereich | Einheit | Methode |
|------------------------------------|--|---------|---------|
| Zustandsänderung: | | | |
| Schmelzpunkt / Schmelzbereich: | n.a. | °C | |
| Siedepunkt / Siedebereich: | n.a. | °C | |
| Flammpunkt: | n.a. | °C | |
| Selbstentzündlichkeit: | n.a. | | |
| Explosionsgefahr: | Keine | | |
| Dichte: | 1,2 (20°C) | g/cm3 | |
| Dampfdruck: | n.a. | mbar | |
| Viskosität: | Paste | | |
| pH-Wert: | neutral | | |
| Löslichkeit in / Mischbarkeit mit: | teilweise löslich in Toluol oder Petrolether | | |
| Wasser: | unlöslich | | |
| Lösemittelgehalt: | keiner | | |
| Organische Lösungsmittel: | ----- | | |
| Wasser: | ----- | | |
| Festkörpergehalt: | keiner | | |

10. Stabilität und Reaktivität

- 10.1 Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.
- 10.2 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine.

11. Angaben zur Toxikologie

- 11.1 Akute Toxizität:
 Primäre Reizwirkung:
 An der Haut: Keine Reizwirkung.
 Am Auge: Keine Reizwirkung.

Silaform® Gingiva Soft

11.2 Zusätzliche toxikologische Hinweise: Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Produkt bei sachgemäßem Umgang und unter Beachtung der üblichen Arbeitshygiene ohne gesundheitliche Gefahren zu handhaben ist.

12. Umweltbezogene Angaben:

12.1 Allgemeine Hinweise: Verursacht nach bisherigen Erfahrungen keine Schäden.
 12.2 Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.
 (Selbsteinstufung)

13. Hinweise zur Entsorgung:

13.1 Produkt:
 Empfehlung: Kleine Mengen können in ausgehärtetem Zustand zum Hausmüll gegeben werden.
 Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.
 Ungereinigte Verpackungen:
 Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

14. Transportvorschriften

14.1 Landtransport ADR, RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
 14.2 Seeschifftransport IMDG-Code: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
 14.3 Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

15. Rechtsvorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/ GefStoffV oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.
 15.2 Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend
 15.3 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

16. Sonstige Angaben

Änderungen gegenüber der letzten Fassung: Anpassung gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31
 Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.