

**Silaform Gingiva Soft**

**1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Angaben zum Produkt                  |   |
| Handelsname:                         | Silaform Gingiva Soft   |
| Produktbezeichnungen:                | Dentalprodukt   |
| Angaben zum Hersteller / Lieferanten |   |
| Hersteller / Lieferant:              | SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH  |
| Straße / Postfach:                   | Im Klei 26  |
| Nat.-Kennz. / PLZ / Ort:             | D - 38644 Goslar  |
| Telefon:                             | 0 53 21 / 37 79 – 0   |
| Fax:                                 | 0 53 21 / 38 96 32  |
| Email / Internet:                    | <a href="mailto:info@siladent.de">info@siladent.de</a> / <a href="http://www.siladent.de">www.siladent.de</a> |
| Auskunftgebender Bereich:            | SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH  |

**2. Mögliche Gefahren**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 2.1 | Einstufung des Stoffs oder Gemischs:<br>Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008: | entfällt   |
|     | Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:                                   | Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letztgültigen Fassung. |
| 2.2 | Kennzeichnungselemente:<br>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008:           | Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  |
| 2.3 | Sonstige Gefahren<br>Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung                       | keine bekannt  |
|     | PBT:  | nicht anwendbar  |
|     | vPvB:   | nicht anwendbar  |

**3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 3.1 | Chemische Charakterisierung:<br>Beschreibung: | Zubereitung aus Polydimethylpolymethyl-hydrogensiloxan, Vinylmethylpolymethylsiloxan, Paraffin und Siliciumdioxid. |
| 3.2 | Gefährliche Inhaltsstoffe:                    | Entfällt.  |

**4. Erste - Hilfe - Maßnahmen**

- |     |                      |  |
|-----|----------------------|--|
| 4.1 | Allgemeine Hinweise: | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.       |
| 4.2 | Nach Hautkontakt:    | Mit viel Wasser und Seife waschen.             |
| 4.3 | Nach Augenkontakt:   | Mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.  |
| 4.4 | Nach Verschlucken:   | Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. |

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- |     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 5.1 | Geeignete Löschmittel:      | CO <sub>2</sub> , Wasser; keine Einschränkungen bei Umgebungsbrand. |
| 5.2 | Besondere Schutzausrüstung: | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.                            |

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 6.1 | Personenbezogene<br>Vorsichtsmaßnahmen: | Nicht erforderlich.                      |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen:                  | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |
| 6.3 | Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:     | Mechanisch aufnehmen.                    |
| 6.4 | Zusätzliche Hinweise:                   | -  |

**7. Lagerung und Handhabung**

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 7.1 | Handhabung:<br>Hinweise zum sicheren Umgang: | Keine bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung. |
|-----|--|--|

**Silaform Gingiva Soft**

|  |  |
|--|--|
| Hinweise zum Brand und Explosionsschutz: | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |
| 7.2 Lagerung:                            |  |
| Anforderung an Lagerräume und Behälter:  | Keine besonderen Anforderungen.          |
| Zusammenlagerungshinweise:               | Nicht erforderlich.                      |
| Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: | Keine.                                   |

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

---

|   |  |
|---|--|
| 8.1 Zusätzlicher Hinweis zur Gestaltung technischer Anlagen:          | -  |
| Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: | Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten. |
| 8.2 Zusätzliche Hinweise:   | Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.   |
| 8.3 Persönliche Schutzausrüstung:                                     | -  |
| Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:                              | Normale hygienische Maßnahmen.   |
| Atemschutz:   | Nicht erforderlich.  |
| Handschutz:   | Nicht erforderlich.  |
| Augenschutz:  | Nicht unbedingt erforderlich.  |

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

---

|   |  |         |         |
|---|--|---------|---------|
| 9.1 Äußeres Erscheinungsbild:             |  |         |         |
| Form:                                     | Paste  |         |         |
| Farbe:                                    | verschiedene                                 |         |         |
| Geruch:                                   | geruchlos                                    |         |         |
| 9.2 Zustandsänderung:                     | Wert/ Bereich                                | Einheit | Methode |
| Schmelzpunkt / Schmelzbereich:            | n.a.   | °C      |         |
| Siedepunkt / Siedebereich:                | n.a.   | °C      |         |
| Flammpunkt:                               | n.a.   | °C      |         |
| Selbstentzündlichkeit:                    | n.a.   |         |         |
| Explosionsgefahr:                         | Keine  |         |         |
| Dichte:                                   | 1,2 (20°C)                                   | g/cm3   |         |
| Dampfdruck:                               | n.a.   | mbar    |         |
| Viskosität:                               | Paste  |         |         |
| pH-Wert:                                  | neutral                                      |         |         |
| Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: | teilweise löslich in Toluol oder Petrolether |         |         |
| Wasser:                                   | unlöslich                                    |         |         |
| Lösemittelgehalt:                         | keiner                                       |         |         |
| Organische Lösungsmittel:                 | -----  |         |         |
| Wasser:                                   | -----  |         |         |
| Festkörpergehalt:                         | keiner                                       |         |         |

**10. Stabilität und Reaktivität**

---

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 10.1 Zu vermeidende Bedingungen:      | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung. |
| 10.2 Gefährliche Zersetzungsprodukte: | Keine.   |

**11. Angaben zur Toxikologie**

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 11.1 Akute Toxizität: |                    |
| Primäre Reizwirkung:  |                    |
| An der Haut:          | Keine Reizwirkung. |
| Am Auge:              | Keine Reizwirkung. |

**Silaform Gingiva Soft**

11.2 Zusätzliche toxikologische Hinweise: Unsere Erfahrungen zeigen, dass das Produkt bei sachgemäßem Umgang und unter Beachtung der üblichen Arbeitshygiene ohne gesundheitliche Gefahren zu handhaben ist.

**12. Umweltbezogene Angaben:**

12.1 Allgemeine Hinweise: Verursacht nach bisherigen Erfahrungen keine Schäden.  
12.2 Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.  
(Selbsteinstufung)

**13. Hinweise zur Entsorgung:**

13.1 Produkt:  
Empfehlung: Kleine Mengen können in ausgehärtetem Zustand zum Hausmüll gegeben werden.  
Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.  
Ungereinigte Verpackungen:  
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

**14. Transportvorschriften**

14.1 Landtransport ADR, RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften  
14.2 Seeschifftransport IMDG-Code: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften  
14.3 Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

**15. Rechtsvorschriften**

15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/ GefStoffV oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.  
15.2 Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend  
15.3 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

**16. Sonstige Angaben**

Änderungen gegenüber der letzten Fassung: Anpassung gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31  
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.